



Catapult™ 1000

Kompakt hordozható mérleg



Robusztus konstrukció, ökonomikus forma, OHAUS minőség!

Az OHAUS alacsonyprofilú Catapult™ 1000 mérlegek a felhasználó számára megbízható és precíz teljesítményt nyújtanak, mindezt egy árban megengedhető alakban. Az OHAUS Catapult™ 1000 sorozat három modellt kínál, melyek kapacitása 9 - 75 kg között mozog, az eredmények pedig kilogrammokban ill. fontban olvashatók le, miközben a felhasználó két mérési mód közül választhat, hagyományos ill. dinamikus tömegmérés. A Catapult™1000 mérlegek kiválóan hordozhatók, ugyanis márlegházukban e célra külön fogyantyút alakítottak ki. További alap tulajdonság a halozáti adatterről ill. elemről való üzemeltetés, valamint az automatikus kikapcsolás is. A kompakt, alacsonyprofilú OHAUS Catapult™ mérlegek ideális megoldást jelentenek a háztartásbeli, szállítmányozási, állatorvosi es egyéb felhasználásra, melyek alap feltételei a precizitás és az elérhető ár.


Főbb jellemzők:

- **Hordozhatóság**- A Catapult™ 1000 mérlegeket a hordozhatóságra tervezték, köszönhetően az erre kialakított fülnek. A tökéletes hordozhatóság érdekében a mérleg elemről is működtethető.
- **Ellenállóképesség** – a beépített túlterhelés elleni védelem ideálissá teszi az OHAUS Catapult™ mérlegeket akár a mostohább felhasználási környezetben is, ahol rendszeresen túllepik a terhelhetőséget.
- **A legjobb érték a kategóriában**– Minden Catapult™ 1000 mérleg képes a hagyományos es dinamikus tömegmérésre, valamint automatikus kikapcsolásnak köszönhetően hosszabbítják az elemről történő működést.

Catapult™ 1000 Kompakt hordozható mérlegek

Specifikációk			
Modellek	C11P9	C11P20	C11P75
Kapacitás (lb)	20	44	165
Osztás (lb)	0.01	0.02	0.1
Kapacitás (kg)	9	20	75
Osztás (kg)	0.005	0.01	0.05
Mértékegységek/ Applikációk	lb,kg / tömegmérés és dinamikus mérés		
Funkciók	Atlagolási funkció, Stabilitás kijelzése, Elemek állapota, Automata nulla követés és automatikus kikapcsolás		
Billentyűzet	Két nyomógombos mechanikus kapcsoló		
Kalibrálás	Digitális extern kalibrálás		
Kijelző	LCD teljes méretei: 26 mm H x 70 mm SZ		
Kijelző	7 szegmens , 4 számjegy		
Táratartomány	Teljes kapacitásban kivonással		
Stabilizációs idő	<=2 mp		
Ideális üzemeltetési feltételek	5° C -40° C , 10% -80% relatív páratartalom mellett		
Konstrukció	Ütésálló ABS műanyag mérlegház és teherfelvő, rendelhető teherfelvő rozsdamentes acélból		
Tápellátás	AC adapter (a csomagolásban) vagy 3db 1,5V C típusú elem (nem része a csomagolásnak)		
Tápellátás elemről	300 óra, automatikus kikapcsolás 4 perc inaktivitás után		
Méret mm (H x SZ x M)	266 x 304 x 60		
Teherfelvő mérete mm (H x SZ)	280 x 316		
Nettó tömeg	1.5 kg (AC adapter nélkül)		

Külső méretek



Főbb jellemzők

Beépített fogantyú, LCD kijelző, ABS műanyag mérlegház merevítő belső bordázattal, két kapcsolós kezelőfelület, tápellátás AC adatterről vagy 3 db C típusú elemről, elem állapotának kijelzése, csúszáságtól gumitalpacsok, digitális extern kalibrálás

Tartozékok

Inox acél teherfelvő (katalógus szám: 80251248)

Tanúsítványok

- Elektromos /Emissziós: Megfelel az alábbi követelményeknek: UL/CSA (adapter), FCC, CE Safety EN60950, EMC EN61326
Compliant to Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE)
- Minőség: Ohaus minőség, ISO 9001:2000 alapján gyártva

www.ohaus.com

* ISO 9001:2000
Registered Quality Management System

Copyright Ohaus Corporation

