



# Valor™ 1000

Kompakt precíziós mérlegek



## *Elérhető árú, multifunkciós kompakt mérlegek*

Az OHAUS Valor™ 1000 precíziós kompakt mérlegek ideális megoldást jelentenek az alapkörű mérési feladatok ellátására. Standard funkciók közt megtalálható a toleranciamérés, összegzés és a többféle mértékegységek használata is. A Valor 1000 kompakt mérlegek ütésálló ABS műanyag mérlegházzal lettek tervezve, levehető inox acél teherfelvevővel. Standard kiszereelésben a mérleg tartalmazza az újratölthető beépített elemet is, melynek köszönhetően a mérleg hordozható és bárhol működtethető.


### *Főbb tulajdonságok:*

- Ergonomikus formaterv – Kompakt méretű lábnyom, nagyméretű levehető rozsdamentes acél teherfelvevő, jól látható megvilágított LCD kijelző és hangjelzés
- Kiváló teljesítmény – Gyors visszajelzés, állítható magasságú lábak, felbontás akár 1:7,500d
- Felhasználóbarát – Egyszerű tisztítás, hordozhatóság. Tápellátás beépített újratölthető elemről vagy AC adatterről
- Két kijelzős modellek – A gyártási folyamatok effektívizálására

# Valor™ 1000 Kompakt precíziós mérlegek

Specifikációk				
Modellek (egy kijelzővel)	V11P3	V11P6	V11P15	V11P30
Modellek (két kijelzővel)	V11P3T	V11P6T	V11P15T	V11P30T
Kapacitás x osztás (d)	3kg x 0.5g	6kg x 1g	15kg x 2g	30kg x 5g
Mértékegységek	kg, lb, g, oz			
Funkciók	Tömegmérés, összegzés, toleranciamérés			
Billentyűzet	Négy nyomógombos kezelőfelület (jobb oldalon)			
Kalibrálás	Digitális extern kalibrálás			
Kijelző	6-számjegy, 7-szegmens, LCD kék LED megvilágítással, 20 mm magas számjegyekkel			
Segéd kijelzés	Nulla, stabilitás, netto, összeg, toleranciamérés, mértékegység, elem töltési állapota			
Táratartomány	A teljes kapacitásig kivonással			
Stabilizációs idő	<=3 mp			
Automatikus nulla követés	Választható 0.1d - 2d			
Üzemeltetési körülmények	0°C - 40°C, 10% - 95% relatív páratartalom, maximum 4000m tengerszint feletti magasságig			
Tápellátás	9 VDC 500 mA AC adapter (a csomagolásban) Beépített újratölthető elem			
Tápellátás elemről	80/100 óra (háttérmegvilágítással/nélkül) , 12 óra töltési ciklussal			
Konstrukció	ABS műanyag mérlegház, inox acél teherfelvevő			
Maximális túlterhelés	A kapacitás 120% -a			
Méreték (mm)	250SZ x 307H x 110M			
Teherfelvevő mérete (mm)	250SZ x 180H			
Csomagméret (mm)	340SZ x 160H x 300M			
Nettó súly (kg)	3.2			
Csomagsúly(kg)	4.0			

## Külső méretek



## Standard tulajdonságok

Beépített dinamikus töltési ciklussal ellátott újratölthető elem, levehető rozsdamentes acél teherfelvevő, digitális extern kalibrálás, választható szűrési szintek, gyors visszajelzés, integrált vízszintkijelző, választható automatikus kikapcsolás, többféle mértékegység, AC adapter.

## Engedélyek

- Elektromos és emissziós: CE listed, meets AS/NZS4251.1 Emission/AS/NZS4252.1 Immunity, FCC Class A Part 15 operation, Industry Canada Class A.  $C_{UL_{US}}$  AC power pack. Compliant to Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE)
- Minőség: Ohaus minőség, az ISO 9001:2000 alapján gyártva

www.ohaus.com

\* ISO 9001:2000  
Registered Quality Management System

© Copyright Ohaus Corporation

